



REF · WEB354

Enzi NF

منظف إنزيمي غير رغوي

الوصف

منظف إنزيمي غير مُرغ للوقاية من الأغشية الحيوية وإزالتها في الصناعة الغذائية. مُخصَّص بشكل خاص لأنظمة CIP. يمكن استخدامه كمنتج وحيد أو بالتركيبة مع المُضاف Enzim Pro لمعالجات الصدمة.

الجرعة وطريقة الاستخدام

جرعة الاستخدام بين 1 و3%، بحسب درجة التلوث. يُدار التدوير لمدة 30-120 دقيقة عند 40 - 50 °C ويُشطف بالماء. قبل المعالجة، إذا لزم الأمر، أجرِ تنظيفاً بالمنظف المعتاد. بعد المعالجة، طَبِّق المُطَهِّر.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أصفر شفاف.
pH	0.3 -/+ 8.3

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5%، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15%، إنزيمات > 5%. POTASSIUM SORBATE, BENZISOTHIAZOLINONE.

العبوة

20 kg، 4x5 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: Almacenamiento: Temperatura en



لا يُبتَلَع	
يسبب تلفاً شديداً للعينين.	H318
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسة العينين أو الجلد أو الملابس.	P262
في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.	P305+P351+P338
إذا استمر تهيج العينين: استشر طبيباً.	P337+P313
لا يُخلَط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.