



REF · WEB338

Biogold Q

منظف إنزيمي احترافي لآلات المغاسل التجارية ذاتية الخدمة

الوصف

Biogold Q منظف مطهر سائل إنزيمي موصى به خصوصاً لمغاسل الخدمة الذاتية ذات المؤرّعين. تجعله تركيبته، المؤلفة من مزيج من المواد الفعالة سطحياً والمشتتات والإنزيمات، فعالاً بشكل خاص في عمليات الغسيل القصيرة عند درجات حرارة منخفضة، محققاً مستوى نظافة مرتفعاً في الملابس المغسولة. استخدم Biogold Q في مغاسل الخدمة الذاتية لضمان نظافة ملابسك وتطهيرها

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 5 و 10 g لكل kg من الملابس الجافة، حسب درجة الاتساخ. درجة الحرارة الموصى بها نحو 40°C.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أخضر.
pH	0.3 -/+ 8.3

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات >5%، مواد خافضة للتوتر السطحي كاتيونية >5%، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15%، إنزيمات >5%، عطور >5%. POTASSIUM SORBATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, كحولات C12-14 (عدد زوجي)، مُؤثيلة (5-15)، مركّبات الأمونيوم الرباعي، بنزيل-C12-16 (عدد زوجي)-ألكيل ثنائي ميثيل، كلوريدات.

العبوة

20 kg, 4x5 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3082



لا يُنلَع	
H315	يسبب تهيج الجلد.
H318	يسبب تلفاً شديداً للعين.
H410	سام جداً للكائنات المائية، وذو آثار طويلة الأمد.
P102	يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
P280C	يُرتدى قفازات وملابس ونظارات واقية.
P363	تُغسل الملابس الملوّثة قبل إعادة استخدامها.
P301+P330+P331	في حال الابتلاع: يُشطف الفم. لا تُحرّض على التقيؤ.
P303+P361+P353	في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): تُنزع فوراً كل الملابس الملوّثة. يُشطف الجلد بالماء أو يُستحم.
P305+P351+P338	في حال ملامسة العينين: يُشطف بالماء بعناية لعدة دقائق. تُنزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. يُتابع الشطف.
P273-P391-P501a	يُجنّب إطلاقه في البيئة. يُجمع المنسكب. يُخلّص من المحتوى/الوعاء وفقاً للأنظمة المحلية.
	لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

