

REF · WEB178

Instaflok

Flokulant koagulant do wody basenowej



OPIS

Produkt przeznaczony do usuwania cząstek zawieszonych i poprawy działania systemu filtracji. Miesza się z wodą w dowolnych proporcjach. Do uzyskania doskonałego rezultatu nie jest konieczna zmiana pH wody. Nie stosować z filtrami krzemkowymi.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Zabieg konserwacyjny: 5 ml na każde 1000 l wody. Zabieg przywracający: 20 ml na każde 1000 l wody. INSTAFLOK należy dodawać przez skimmery, utrzymując duży przepływ wody.

DANE TECHNICZNE

Wygląd Ciecz przezroczysta.

pH 3.0 +/- 0.5

Gęstość (20°C) 1.15 +/- 0.05 g/ml

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera poli(hydroksychlorosiarczan glinu).

OPAKOWANIE

25 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN3264



NIE SPOŻYWAĆ

H290 Może powodować korozję metali.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P102 Chronić przed dziećmi.

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P280C Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

P305+P351+P338-P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję lub w pojemniku z odporną wykładziną wewnętrzną.

P390 Pochłonać wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 13

Wydanie: 20/05/2024

Str. 1 / 1

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com