

REF · WEB335

Nipplac Foam

Środek do higieny strzyków przed udojem.



OPIS

Produkt na bazie kwasu mlekowego i emolientów do higieny strzyków przed dojem. Usuwa zabrudzenia i pozostałości produktów stosowanych po doju oraz chroni strzyk przed urazami mechanicznymi, na które jest narażony podczas doju. Nie kapie, co zapobiega stratom produktu.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Stosuje się w postaci nierozcieńczonej na strzyki za pomocą aplikatora piany. Pozostawić do działania co najmniej 25 s. Przed dojem całkowicie usunąć pozostałości produktu ze strzyków.

DANE TECHNICZNE

Wygląd Ciecz mętna, zielona.

pH 3.5 +/- 0.5

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera kwas mlekowy, glicerynę i emolienty.

OPAKOWANIE

20 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

UWAGA



NIE SPOŻYWAĆ

H319 Działa drażniąco na oczy.

P102 Chronić przed dziećmi.

P280C Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 1

Wydanie: 26/04/2018

Str. 1 / 1

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com