

REF · WEB336

Iod Pv

Sellador yodado de pezones para antes y después del ordeño



DESCRIPCIÓN

Producto aséptico líquido a base de povidona yodada y emolientes para el tratamiento pre y post-ordeño de pezones. Protege contra suciedad y microorganismos previniendo infecciones.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Se aplica puro sobre los pezones, por pulverización o inmersión. Secar totalmente los pezones antes de ordeñar.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido marró.

pH 4.7 +/- 0.3.

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene povidona yodada, emolientes.

PRESENTACIÓN

20 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN

ATENCIÓN



NO INGERIR

H319 Provoca irritación ocular grave.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No mezclar con otros productos químicos.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de usar el producto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROL DOCUMENTAL

Rev. 1

Emisión: 26/04/2018

Pág. 1 / 1

CONTACTO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com