

REF · WEB302

Ten Cip

Detergente para o tratamento enzimático de sistemas CIP



DESCRIÇÃO

Detergente não espumante para o tratamento enzimático por recirculação de sistemas CIP na indústria alimentar. É utilizado em combinação com o produto Enzim Pro.

DOSE E MODO DE EMPREGO

É utilizado em combinação com o produto Enzim Pro, diluído de 0,2 a 0,5%. Se faz circular durante 20-60 minutos a 40 - 55 ° C e se enxagua com água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspecto Líquido amarelo transparente.

pH 9.5 +/- 0.5

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém fosfonatos < 5 %, tensoactivos não-iónicos 5-15 %.

APRESENTAÇÃO

4x5 kg.

PRECAUÇÕES DE USO OU MANUSEIO

PERIGO



NÃO INGERIR

H318

Provoca lesões oculares graves.

P102

Manter fora do alcance das crianças.

P262

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P305+P351+P338

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313

Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

Não misturar com outros produtos químicos.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) antes de utilizar o produto.

FABRICANTE

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTROLO DOCUMENTAL

Rev. 1

Emissão: 14/03/2017

Pág. 1 / 1

CONTATO COMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com